

Quelle version de T-Scan™ Novus™ vous convient ?

*Un résumé des fonctionnalités
pour vous aider à faire votre choix
entre les deux solutions d'analyse
numérique de l'occlusion T-Scan
Novus de Tekscan*



UNE SOLUTION T-SCAN POUR TOUTES LES PRATIQUES

Le T-Scan est un système d'évaluation objective qui renforce le niveau de sensibilisation, la satisfaction et l'observance des patients, réduit le nombre de nouvelles visites et de reprises coûteuses. Il permet une approche plus confiante et proactive des soins aux patients. Grâce aux données numériques des forces de serrage fournies par le système T-Scan, les cliniciens peuvent localiser les prématurités occlusales, les éliminer rapidement et traiter les patients avec une précision jamais atteinte auparavant.

La Solution T-Scan Essentielle

**T-Scan™ Novus™
CORE™**

- Fournit les fonctionnalités de base pour l'analyse occlusale, comprenant le réglage des couronnes, des bridges, etc
- Ensemble d'outils essentiels pour l'évaluation des forces et de la chronologie des contacts de l'occlusion d'un patient
- Economique, version essentielle

Les deux versions de T-Scan Novus utilisent la même pièce à main et les mêmes accessoires, comme indiqué ici.

La Solution T-Scan Premium Étendue

T-Scan™ Novus™

- Analyse détaillée pour les implants et la dentisterie esthétique
- Données complètes de répartition et de chronologie des contacts pour le traitement des problèmes temporaux-mandibulaires et des restaurations complètes
- Mise en réseau multi-utilisateurs et intégration dans le flux numérique du cabinet numérique
- Prise en charge interdisciplinaire avec partage des données et communication améliorée



Système Recommandé par Type de Pratique

La Solution T-Scan Essentielle de référence

T-Scan™ Novus™
CORE

T-Scan Novus Core fournit les informations qui donnent vie aux marques de papier à articuler. Cette technologie est particulièrement adaptée **aux cabinets dentaires individuels** souhaitant améliorer la prise en charge de leurs patients. Le cas échéant, une **mise à niveau du T-Scan Novus sera possible à tout moment et sans interruption.**



Les Applications T-Scan Novus Core Incluent :

- Examens exhaustifs initiaux
- Couronnes & bridges
- Ajustements occlusaux
- Soins d'hygiène
- Réglages de gouttières
- Adaptation des prothèses

Le système T-Scan Novus offre une suite complète de fonctions d'analyse de l'occlusion pour les cabinets dentaires spécialisés qui traitent des cas complets (expliqué plus en détail à la page suivante). Avec la possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs par licence, le T-Scan Novus est la version la plus adaptée aux cabinets disposant de plusieurs salles d'opération ou à ceux couvrant plusieurs sites.



La Solution T-Scan Premium Étendue


T-Scan™ Novus™



T-Scan Novus Couvre les Applications de T-Scan Novus Core, Plus :

- Implantologie dentaire
- Assistance au traitement des troubles temporo-mandibulaires
- Restauration complète
- Dentisterie esthétique
- Flux de travail numérique

T-Scan™ Novus™ Fonctionnalités Avancées



Alerte de Surcharge d'Implant

Alertes de surcharge d'Implant

Soyez alerté lorsqu'un implant subit un contact avec un fort pourcentage de force, ou lorsqu'il intervient tôt dans la séquence occlusale. Cette fonction permet de protéger les implants des forces occlusales nocives avant que celles-ci ne deviennent un problème.



Intégration avec DSDApp®

Integration Technologique

- Visualisation DIO (Digital Impression Overlay) des contacts superposés sur les modèles d'empreintes numériques de votre scanner intra-oral
- Integration Digital Smile Design® et DSDApp® pour fournir des designs de sourire fonctionnels.
- Lien avec BioEMG™ pour l'analyse occlusale et musculaire synchronisée


Traitement des ATM En Réduisant le Temps de Désocclusion (DTR)

Identifiez l'origine des troubles temporo-mandibulaires (PTM) et traitez les patients souffrant de symptômes invalidants. Utilisez la réduction du temps de désocclusion (DTR) pour identifier les contacts trop forts lors des mouvements excursifs, susceptibles d'entraîner une hyperactivité musculaire, une casse et des symptômes PTM.



Enseignement & Recherche

- Exportez les forces et la chronologie des contacts en vidéos (MP4), graphiques, et fichiers ASCII pour une communication facilitée.
- Partagez facilement des enregistrements sur le web, dans Microsoft® Powerpoint, etc



Vitesse de Scan Supérieure

Enregistrez davantage de données en bouche grâce à une vitesse de numérisation de 500 Hz (50 Hz pour Novus Core), afin de garantir la visibilité de toute interférence, même minimale et d'obtenir des informations encore plus précises.



Mise en Réseau

Installez T-Scan Novus sur plusieurs postes (Windows 7, 8, et 10), améliorant ainsi la productivité et la capacité de votre cabinet à générer des revenus.

Comparatif des Versions et Fonctions

		T-Scan™ Novus™ CORE™	T-Scan™ Novus™
Outils d'Analyse	Base de données Patients	✓ - Liste Patients Simplifiée	✓ - Avec Partage des Données
	Force Relatives & Chronologie	✓ - Chronologie Occlusale Simple	✓ - Avec Données d'Analyses Détaillées
	Vues 2D & 3D	✓ - Données Essentielles de Force	✓ - Avec Fonctionnalités de Gain de Temps
	Assistant d'Ajustement de la Sensibilité	✓	✓
	Vitesse de Numérisation	Jusqu'à 50Hz	Jusqu'à 500Hz (Mode Turbo)
	Trajectoire du Centre de Forces	✓	✓
	Graphiques temporels	✓	✓
	Arcade Personnalisable	✓ (supérieure uniquement)	✓ (supérieure et inférieure)
	Superposition d'Empreintes Numériques	✗	✓
	Effaceur de Force	✗	✓
	Etiquetage des Enregistrements	✗	✓
	Vitesse de Lecture Réglable	✗	✓
	Tableau Temporel	✗	✓
	Affichage de l'Arcade en Quadrants	✗	✓
	Identification des forces aberrantes	✗	✓
	Filtrage des Forces	✗	✓
	Chronologie Individuelle par dent	✗	✓
	Lignes ABCD	✗	✓
	Points "Aller à" sur la Timeline	✗	✓
	Alerte de Surcharge d'Implant	✗	✓
Caractéristiques d'Export/Utilisation	Générateur de Rapports et Vidéos	✗	✓
	Enregistrement de Clichés	✗	✓
	Export de Données ASCII	✗	✓
	Installation Multi-poste	✗	✓
Possibilités d'Intégration	Intégration DSDApp®	✗	✓
	Compatibilité avec lien BioPAK	✗	✓
	Connexion avec d'autres Appareils (EMG)	✗	✓

PRÊT À FAIRE DU T-SCAN NOVUS L'OUTIL CLÉ DE VOTRE PRATIQUE ?

En tant qu'unique système d'analyse numérique de l'occlusion reconnu cliniquement et validé par la recherche, le T-Scan Novus est la solution de référence. **De plus :**



Plus de 180 articles et deux cahiers de recherche (comprenant cinq volumes) démontrent l'efficacité du T-Scan



T-Scan dispose d'un réseau mondial de leaders d'opinion qui accordent une place importante à la technologie



T-Scan est affilié à plusieurs partenaires CE respectés au service de l'industrie dentaire

Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont vous pourriez ajouter le T-Scan Novus à votre pratique !

www.mescan.com/t-scan
+33 (0)1 30 99 80 47



TEKSCAN DOES NOT PROVIDE NOR ENDORSE MEDICAL ADVICE OR RECOMMENDATIONS.

The contents of this document may be of interest to medical professionals or other health care providers. Such persons should exercise their own judgment in determining whether a particular product, treatment, therapy option, procedure, program or service is appropriate or legal for their practice or their patients. Persons proposing to evaluate or use our products for a medical purpose must rely on their own medical judgment and legal advice as to the suitability of our products for such a purpose.

Please see our Terms of Use for other important information in this regard.



+33 (0)1 30 99 80 47 | contact@mescan.com | www.mescan.com