

PhysioSensing Basic de Sensing Future est une solution facile à transporter et particulièrement économique. Il suffit d'un ordinateur portable Windows équipé d'une simple connexion USB pour utiliser l'un des 6 protocoles d'examen ou l'une des 7 activités ludiques d'équilibre incluses. Avec les 6 types de rapports de cliniques proposés par l'application, la solution offre une polyvalence qui en fait un outil adapté aussi bien aux posturologues, kinésithérapeutes, médecins ORL et audiologistes. PhysioSensing Basic peut être utilisée comme un système d'examen de posturologie, par exemple pour prévenir les risques de chutes ou comme un outil robuste de rééducation avec différents jeux ciblant des activités spécifiques.




5 PROTOCOLES CLINIQUES

- mCTSIB - Test clinique modifié d'intégration sensorielle et d'équilibre
- Test de Romberg
- Oscillation du corps (posturographie)
- LOS - Limites de stabilité
- Equilibre unilatéral
- BESS - Système de notation des erreurs d'équilibre



4 JEUX D'ÉQUILIBRE

- Pong
- Ball Balance
- BART
- Jeu 2D



4 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT


- Equilibre et stabilité
- Forme et trajectoire
- Stimulus visuel
- Courbe de force



Solution spécifiquement dédiée à l'équilibre


Logiciel PhysioSensing REHAB

En association avec sa plateforme de stabilométrie reposant sur une technologie à 4 capteurs de force, l'application donne accès à des fonctionnalités cliniques dédiées aux utilisateurs professionnels ou orientées vers le patient, au travers d'une interface ergonomique et intuitive. Economique et robuste à la fois, le matériel est néanmoins un instrument précis, à même de localiser finement la position du centre des forces d'appui.



Rapports cliniques exportables au format PDF ou Excel

La solution PhysioSensing BASIC est bien plus qu'un outil de feedback ludique. Elle donne accès à 6 protocoles cliniques normalisés et largement utilisés pour évaluer la stabilité posturale des patients. Les bilans synthétiques générés au format PDF peuvent ensuite être utilisés pour documenter un dossier, suivre objectivement des indicateurs de progrès au cours d'un plan de traitement ou encore pour adresser les patients vers d'autres professionnels spécialisés le cas échéant.



Coussin en mousse pour plateforme PhysioSensing BASIC

Échantillonnage	jusqu'à 100 Hz
Communication	USB
Dimensions	51 x 32 x 5.5 cm
Poids	4 kg
Informations complémentaires	CE - Garantie 2 ans ISO13485 - ISO9001
Configuration requise*	PC Windows 10/11 (CPU i3 quadcore 2GHz + RAM 4GB + USB 2.0)

* en option



Chariot mobile basic*



INFOS & COMMANDES

www.mescan.com



Distribution Sensing Future France



MESCAN SASU
35 Avenue de l'Europe
78130 Les Mureaux, France

+33 (0)1 30 99 80 47
contact@mescan.com
www.mescan.com